



4-pedaliger medizinischer Fußschalter MKF 4-MED GP47


Merkmale/Optionen:

- Robuster, glasfaserverstärkter Kunststoff-Fußschalter
- Abgewinkelte Kunststoff-Konsole
- Hohe Funktionalität bei geringen Kosten

Hinweise

- Abbildung zeigt optionales Zubehör

Maßzeichnung



Technische Daten

Angewandte Normen	IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, IEC 60529
Pedal	Thermoplast, schlagfest, selbstverlöschend UL 94 V-0/V-2
Konsole	Thermoplast, schlagfest, selbstverlöschend UL 94 V-0
Schutzart	IP X8 nach IEC/EN 60529
Schaltelemente	Reedkontakt / Mikroschalter / Hall-Sensor
Schaltsystem	1 – 2 Schließer / 1 Wechsler / Analogausgang 0 ... 10 VDC, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Anschlussart	2 m Anschlussleitung, optional andere Kabellängen
Schaltspannung	max. 25 VAC / 60 VDC
Einschaltstrom	max. 1 A
Schaltleistung	Reedkontakte: max. 20 VA, Mikroschalter: max. 30 VA
Versorgungsspannung Hall-Sensor	15 ... 30 VDC / max. 25 mA